

Lympha Press Mini



Kompressionspumpe med Lympha cyklus. Pumpen er meget let at betjene, trykket kan indstilles mellem 20-80mmHg. Den er støjsvag, så man kan se tv, eller ligge og læse i sin seng.

Lympha Press Optimal



Lympha Press Optimal - Kompressionspumpe med fire forskellige kompressionscykli:

- Præterapi + Lympha
- Lympha
- Præterapi + Wave
- Wave


Pumpen er betjeningsvenlig, og trykket kan indstilles mellem 20-90mmHg. Pumpen har digitalt display, som letter betjeningen, og samtidig viser tilbageværende anvendelses tid.

Bevilling til hjemmebrug: I nogle regioner kan man ansøge sin kommune om en bevilling af et Lympha Press apparat som varigt hjælpemiddel efter service-lovens § 112. I andre regioner bevilges Lympha Press via Sygehuset. *En bevilling beror altid på en individuel vurdering af borgerens situation.*

Kontakt produktchef Pernille Krogh på tlf. 2125 3195 eller via e-mail pk@apodan.dk for vejledning om hvad der gælder i dit bopælsområde.

Lympha Press®

Patientinformation



De unikke kompressionspumper
til lindring af gener ved ødemer

Apodan Nordic

HEALTHCARE

Lergravsvej 63 • 2300 København S
Tlf. 3297 1555 • Fax. 3297 2101
info@apodan.dk • www.apodan.dk

Produktchef: Pernille Krogh



MILJØLEDELSESYSTEM
OG ARBEJDSMILJØLEDELSESYSTEM
DS/EN ISO 14001
DS/OHSAS 18001





Lympha Press Mini med arm- og skuldermanchet

Lympha Press er et medicinsk dokumenteret elektrisk apparat, der kan afhjælpe brugerens gener forårsaget af bla. ødem i lymfe- og venesystemet.

Ved regelmæssig brug hjælper lympha press pumpen brugeren til bedre at kontrollere sin lidelse, gør dagligdagen lettere og øger dermed livskvaliteten.



Ovenstående billeder viser resultatet før og efter anvendelse af Lympha Press Mini kombineret med manuel lymfedrænage.

Lympha Press: Er en kompressor - dvs. en pumpe der masserer vha. overtryk. Den forbindes via luftslanger til en manchet. Manchetten anbringes på arm eller ben og tilpasses individuelt med lynlås eller velcro.

Der findes manchetter til arm, skulder, hele overkroppen, ét ben samt en buks til begge ben, hofte og maveregionen. Alle manchetter kan anvendes på alle Lympha Press pumper.

Massage op ad arm/ben: I manchetterne er der op til 24 fikserede luftlommer, der overlapper hinanden op ad arm eller ben. Når Lympha Press startes skabes et jævnt overtryk, som altid vil bevæge sig i retning mod kroppen.

Overtrykket føles som en blød rullende massage. Virkningen er, at ødemet presses opad og væk fra arm eller ben.

Anbefalingen er at bruge apparatet minimum tre kvarter hver dag. Det skal man tale med sin fysioterapeut eller læge om.

Afprøvning af Lympha Press: Det er muligt at låne og afprøve Lympha Press, men der skal være en læge eller lymfeterapeut som står inde for, at den enkelte ikke er omfattet af kontraindikationerne.



Vores pumper er nu udstyret med et nyudviklet click-on stik, så slangerne er lette at montere på pumpen.



Lympha Press Optimal med buksemanchet



Lympha Press Optimal med jakkemanchet



Lympha Press Mini med støvlemanchet